

# RIMAGE MEDICAL DISC DEVICE™ 2450

## Eine leistungsstarke Lösung für die in-house Disc-Produktion

Rimage MDD 2450 ist eine besonders leistungsstarke Front-Office-Lösung für die automatische Erstellung optischer Datenträger wie CDs, DVDs und Blu-ray Discs™ zur Speicherung individueller digitaler Inhalte. Es bietet außerdem die Möglichkeit, die Medien direkt zu bedrucken. Ihr Geschäft profitiert von einem vollautomatischen intelligenten System für die Eigenproduktion optischer Speichermedien bei dauerhaft geringen Betriebskosten.

### Vorteile

#### Erschwinglich

Rimage 2450 ist ein besonders günstiges Thermodrucksystem. Sie erhalten beste Rimage-Produktionsqualität zum attraktiven Paketpreis. Sie brauchen nur einen PC und können sofort loslegen.

#### Netzwerkfähigkeit

Die Standalone-Version des MDD 2450 Systems kann mit einem externen PC und der Rimage Software Suite spielend leicht in bestehende Netzwerke eingebunden werden.

#### Staubschutz

Mit Hilfe der neuen LüftungsfILTER werden Verschmutzungen im Gerät reduziert.

#### Integrierter Drucker

Der Rimage Everest® Encore 400 ist der einzige voll integrierte Drucker am Markt mit 400 dpi. Er liefert abriebfeste, hochauflösende Bilder und gestochen scharfe, gut lesbare Texte. Im Gegensatz zum Tintenstrahldruck werden Thermodrucke im Laufe der Zeit nicht zerkratzen, verschmieren, abblättern oder verblassen.

#### Unerreichte Leistung

Das Dreifach-Medienkarussell und der optionale 50-Disc-Ausgabeschacht ermöglichen die gleichzeitige Verwendung dreier Medientypen. Produzieren Sie vollautomatisch bis zu 18 vollständig beschriebene DVD-Rs (4,7 GB) und bis zu 30 vollständig beschriebene CD-Rs (700 MB) pro Stunde.

### Funktionen

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung von Rimage in der Entwicklung und dem Bau von Hardware bietet die MDD 2450 folgende Funktionen:

- Rimage Software Suite
- Integrierte DiscWatch™-Statusleuchte
- 2 Quick-Release-Rekorder
- LCD-Statusanzeige
- Dreifach-Medienkarussell/150 Discs konfigurierbar für Input/Output
- Externer 5-Disc Ausgabeschacht
- Integrierter Everest Encore 400 Thermo-Retransfer-Drucker
- Innenbeleuchtung
- USB 3.1 Gen1 Verbindung



### Optionen

- Blu-ray-Rekorder
- Externer Ausgabeschacht für 50 Discs



## SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

<b>RIMAGE 2450</b>	
<b>CPU/RAM/HDD</b>	Benutzer geliefert
<b>Anzahl Rekorder</b>	2 CD/DVD (optional BD)
<b>Karussell/Gesamtkapazität</b>	3 Medienschächte/150 Discs
<b>Aufnahmekapazität ext. Ausgabeschacht</b>	5 Discs (optional: externer 50-Disc- Ausgabeschacht)
<b>Drucker</b>	Everest 400 Encore
<b>USB-Schnittstelle</b>	USB 3.1 Gen 1
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	60 Sekunden
<b>Druckbänder</b>	CMY oder Schwarz
<b>Rimage Software Suite</b>	Mehrere Software-Tools für den Entwurf von individuellen, kreativen Designs, für die Steuerung und Verwaltung von Produktionsaufträgen, die Bedienung des Control Centers, die Überwachung der Produktion und die individuelle Anpassung der Einstellungen.  Die Rimage Software Suite beinhaltet ebenfalls CD Designer™, QuickDisc™, WebRSM™, WebQD™ und Rimage System Manager.
<b>Höhe</b>	19 in / 48.3 cm
<b>Breite</b>	14.8 in / 37.6 cm
<b>Tiefe*</b>	19.5 in / 49.5 cm
<b>Gewicht</b>	64 lb / 29 kg
<b>Stromversorgung</b>	100 – 240 V AC, 60/50 Hz, 3,4 – 2,4 A, max. 500 W
<b>Garantie</b>	12 Monate

\* Hinter dem Gerät genügend Raum für die Verkabelung einkalkulieren (3,5" oder 9 cm).

## Wir empfehlen

### Rimage Wartungsvertrag

Maximieren Sie die Rentabilität Ihrer Investition und minimieren Sie Ausfallzeiten – denn Systemverfügbarkeit und schnelle Störungsbehebung sind ein absolutes Muss. Unsere erfahrenen Techniker und der branchenführende Rimage-Kundensupport arbeiten einen Wartungsplan für Sie aus, der perfekt auf Ihren Bedarf zugeschnitten ist.

### Rimage Media Kits

Die Verbrauchsmaterialien von Rimage unterstützen den zuverlässigen und störungsfreien Betrieb Ihres Professional Systems. Mit den optimierten Farbbändern und Discs der praktischen und kostengünstigen Zubehörpakete erzielen Sie hervorragende und höchst beständige Druckergebnisse.



Weitere Infos zu den Service-Optionen zur Rimage Professional Serie und den Media Kits finden Sie unter [www.rimage.de](http://www.rimage.de).

Blu-ray Disc™ ist eine eingetragene Marke der Blu-ray Disc Association.